


Exame n.º :744326

CPF :043.027.343-61
CNPJ :36.350.293/0001-84
Nascimento :16/06/1987
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/06/2025

Paciente :Antonio Wilson Soares
Razão :SBS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
Idade : 37 anos
Setor :GERAL
Função :PEDREIRO

RG :33453624/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	35	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	35	25


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :48E7A08CADD2BB07CF21F491020CCD65

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Wilson Soares

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 744326
Primeiro Nome: Antonio Wilson Soare
Sobrenome:
Data: 05/06/2025

Data de nascimento: 16/06/1987
Sexo : Macho
Peso (kg): 60.0
Altura (cm): 162.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.03	2.70	66.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.03	2.70	66.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.40	2.57	75.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.51	3.39	39.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.31	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.6	95.4	118.4
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.25	3.10	72.8
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.30	3.24	44.3
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.64	3.26	70.2
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.93	2.49	129.1
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	510.3	203.3	39.8

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 05/06/2025