

Exame n.º :753918


CPF :570.344.351-20
CNPJ :04.240.872/0001-88
Nascimento :16/12/1968
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/07/2025

Paciente :FERNANDO ESPINOSA
Razão :CONSTRUTORA JL EIRELI
Idade : 56 anos
Setor :OBRA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	40	55

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	40	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	40	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	40	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :500820CAA5ACFD575CC0A63E7DF89196

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Fernando Espinosa*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	FERNANDO ESPINOSA		ID1	753918	Sexo	Masculino	Idade	56,5	Peso (kg)	55,00	Altura (cm)	155,0
Agrupamento	--	D.O.B.	16/12/1968	--	BMI (kg/m2)	22,9	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		08:39	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,39	3,15	76		
FEV1	L	2,34	2,55	92		
FEV1/FVC%	%	97,9	80,6	121		
FEV1/Vcmax%	%	97,9	80,6	121		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,39 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____