

Exame n.º :764593


CPF :080.934.681-88
CNPJ :11.822.613/0001-20
Nascimento :15/06/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/09/2025

Paciente :Kerry Martins da Silva
Razão :ISOFOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOPOR LTDA
Idade : 21 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :31671829/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	15	10	10	5	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	15	18	10	10	5	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	10	15	10	5	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	10	17	15	10	5	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :7887847C7E91696F9A425BB46307E13C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kerry Martins da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 04/09/2025
Primeiro Nome: KERRY MARTINS DA
Sobrenome: SILVA
Altura (cm): 180.0
Peso (kg): 75.0

Data de nascimento: 15/06/2004
Sexo: Macho
Descrição:
Empresa: ISOFUR I. C. ISOPOR
Fuma: Não



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.48	4.05	73.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.48	4.05	73.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.64	3.19	68.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.30	3.49	33.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.58	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.4	78.7	94.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.29	3.15	59.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.75	3.39	38.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.82	3.26	55.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.81	2.53	89.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	617.9	209.4	33.9

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado