


Exame n.º :767902

CPF :033.562.281-02
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :03/04/1989
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 19/09/2025

Paciente :Andreina Rodrigues Peixoto
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 36 anos
Setor :ADMINISTRATIVO (OBRAS)
Função :AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	20	20	25	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	20	20	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	20	20	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	20	22	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :74945B6C62E219D158CF7EC4089BE43B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Andreina Rodrigues Peixoto

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 767902
Primeiro Nome: ANDRELINA RODRIGUES
Sobrenome: PEIXOTO
Data: 19/09/2025

Data de nascimento: 03/04/1989
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 80.0
Altura (cm): 153.0



Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
2.95	2.54	85.9
2.95	2.54	85.9
2.54	2.35	92.3
6.23	3.23	51.9
82.3	92.6	112.6
3.61	2.21	61.4
5.63	1.50	26.6
4.01	3.15	78.6
1.82	2.19	120.5
	2.1	
373.5	194.0	51.9

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 19/09/2025