


Exame n.º :840443

CPF :061.998.041-98
CNPJ :51.548.997/0001-50
Nascimento :02/06/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/08/2026

Paciente :Claudio Kerffny do Prado Borelli
Razão :BK EPOXI SERVICOS LTDA
Idade : 22 anos
Setor :PINTURA
Função :AUXILIAR DE PINTOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	40

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FEE3AB5CC2855F6ABEFDA3EA361F3C5

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Claudio Kerffny do Prado Borelli

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 840443
Primeiro Nome: CLAUDIO KERFFNY
Sobrenome: BORELLI
Data: 14/08/2026

Data de nascimento: 02/06/2004
Sexo : Macho
Peso (kg): 62.0
Altura (cm): 170.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.88	3.67	75.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.88	3.67	75.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.18	3.60	86.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.64	7.48	77.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.16	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.3	98.0	117.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.05	4.94	97.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.17	6.75	82.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.41	6.04	111.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.53	2.94	116.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	578.5	448.7	77.6

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 14/08/2026